




So wenden Sie den Amsler-Test an:

Halten Sie das Amsler-Gitter im Abstand von 30-40 cm vor Ihren Augen entfernt, so dass Sie das Gitter scharf erkennen. Sollten Sie eine Nahbrille tragen, dann setzen Sie diese bei dem Test auf. Verdecken Sie zunächst mit einer Hand ein Auge und schauen Sie mit dem anderen Auge ca. 10 Sekunden lang auf den schwarzen Punkt in der Mitte des Gitters. Wiederholen Sie den Test mit dem anderen Auge.



Testauswertung:

Sollten Sie Verzerrungen oder Unterbrechungen der Linien ein- oder beidseitig wahrnehmen, Teile des Gitters oder den schwarzen Punkt in der Mitte nicht erkennen, kann es sein, dass bei Ihnen eine Einschränkung des Sehvermögens vorliegt. In diesem Fall vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Augenarzt!